

Obsah

Prusa obličejový štít - changelog	3
Krok 1 - Historie verzí	4
Krok 2 - Verze RC1	4
Krok 3 - Verze RC2	5
Krok 4 - Verze RC3	6

Prusa obličejový štít - changelog



help.prusa3d.com/g126410

Naskenujte QR kód
pro nejnovější verzi
kapitoly.



KROK 1 Historie verzí



- ◆ Verze obličejového štítu Prusa Face Shield
 - ◆ 03/2019 - Úvodní verze RC1
 - ◆ 03/2019 - Aktualizovaná verze RC2
 - ◆ 03/2019 - Aktualizovaná verze RC3

KROK 2 Verze RC1



- ◆ Počáteční verze designu.

KROK 3 Verze RC2



- ◆ **Změny ve verzi RC2** (oproti RC1):
 - ◆ Zvýšená tloušťka stěny (o něco tužší a odolnější)
 - ◆ Čelenka už není natahovací - to znamená nižší tlak na spánky
 - ◆ Hledí bylo posunuto dále od čela - to umožňuje lepší přizpůsobení větším respirátorům a ochranným brýlím.
 - ◆ Tištěná část má nyní prodloužení pro hledí (hledí se zakřivuje méně než čelenka).

KROK 4 Verze RC3



- Změny ve verzi RC3 (v porovnání s RC2):
 - Odstraněny šestihřanné otvory pro vyšší rychlost tisku.
 - Optimalizace pro tisk více částí poskládaných nad sebou.
 - Nová tisková data se čtyřmi členkami naskládanými na sebe.
 - Nová americká verze pro trojitý děrovaný otvor.
