

Table des matières

Écran Facial Prusa - journal des modifications

.....	3
Étape 1 - Historique des versions	4
Étape 2 - Version RC1	4
Étape 3 - Version RC2	5
Étape 4 - Version RC3	6

Écran Facial Prusa - journal des modifications



help.prusa3d.com/g126415

Scannez le QR code
pour afficher la
dernière version de
ce chapitre.



ÉTAPE 1 Historique des versions



- ◆ Les différentes versions de l'Écran Facial Prusa
 - ◆ 03/2019 - Version initiale RC1
 - ◆ 03/2019 - Version mise à jour RC2
 - ◆ 03/2019 - Version mise à jour RC3

ÉTAPE 2 Version RC1



- ◆ Version initiale du design.

ÉTAPE 3 Version RC2



◆ **Changements dans la version RC2 (par rapport à la RC1) :**

- ◆ Épaisseur de paroi accrue (légèrement plus rigide et plus durable)
- ◆ Le bandeau n'est plus imprimé compressé - Pression plus faible sur la tempe.
- ◆ La visière a été éloignée du front - Cela permet un meilleur ajustement sur des masques plus grands et des lunettes de protection.
- ◆ La pièce imprimée a désormais une extension pour la visière (la visière se courbe moins que le bandeau).

ÉTAPE 4 Version RC3



- ◆ Changements dans la version RC2 (par rapport à la RC2):
 - ◆ Trous hexagonaux supprimés pour des vitesses d'impression plus rapides.
 - ◆ Plusieurs optimisations pour l'impression en pile.
 - ◆ Nouveaux fichiers d'impression avec 4 bandeaux empilés les uns sur les autres.
 - ◆ Nouvelle version américaine pour s'adapter au triple trou de perforation.
