

Indice

Prusa Face Shield - changelog	3
Passo 1 - Storico versioni	4
Passo 2 - Versione RC1	4
Passo 3 - Versione RC2	5
Passo 4 - Versione RC3	6

Prusa Face Shield - changelog



help.prusa3d.com/g126414

Scansionare il
codice QR per
visualizzare la
versione più recente
di questo capitolo.



PASSO 1 Storico versioni



- Versioni visiera Prusa Face Shield
 - 03/2019 - Versione iniziale RC1
 - 03/2019 - Versione aggiornata RC2
 - 03/2019 - Versione aggiornata RC3

PASSO 2 Versione RC1



- Versione iniziale del design.

PASSO 3 Versione RC2



- ◆ **Modifiche nella versione RC2**
(rispetto alla RC1):
 - ◆ Aumento dello spessore della parete (leggermente più rigida e più resistente)
 - ◆ Il cerchietto non è più stampato compresso - Minore pressione sulle tempie.
 - ◆ La visiera è stata spostata più lontano dalla fronte - Questo permette una migliore vestibilità con respiratori più grandi e occhiali protettivi.
 - ◆ La parte stampata ha ora un'estensione per la visiera (la visiera curva meno del cerchietto).

PASSO 4 Versione RC3



- Modifiche nella versione RC3 (rispetto alla RC2):
 - Fori esagonali rimossi per una maggiore velocità di stampa.
 - Diverse ottimizzazioni per la stampa in pila.
 - Nuovi file di stampa con 4 cerchietti impilati uno sull'altro.
 - Nuova versione USA per il triplo foro di punzonatura.
